

# AMSCO™ 600

Esterilizador a vapor  
de tamaño mediano



Calidad,  
**rendimiento**  
y fiabilidad

# NUEVO DISEÑO. SUSTITUCIÓN y RENOVACIÓN

El diseño estilizado del esterilizador a vapor AMSCO™ 600 Medium cumple sus necesidades: un rendimiento máximo en un tamaño mínimo. Si va a sustituir un esterilizador o ampliar una Central de Esterilización, el diseño del esterilizador a vapor AMSCO 600 se convierte en una opción evidente.



Con una anchura de tan solo 3000 mm

## INSTALACIÓN LADO A LADO

- Crea un centro de productividad
- Separación lateral cero para su instalación y servicio

AMSCO 600 Medium



**70%** AHORRO  
DE ESPACIO  
POR UNIDAD\*

\*En comparación con la generación anterior

# MANTENGA SU PROCESO EN MOVIMIENTO



Aumente al máximo la productividad y optimice el flujo de trabajo gracias a la capacidad de carga avanzada ofrecida por el **sistema de carga y descarga automáticas (ALUS)** para los esterilizadores a vapor AMSCO 600 Medium.

Mejore la eficiencia del personal con una interfaz diseñada para facilitar el uso del dispositivo, que le mantiene **informado del progreso del ciclo** desde cualquier punto de la sala.



# FABRICADO PARA DURAR

Cuando en la etiqueta aparece el nombre AMSCO, el usuario tiene la seguridad de disponer de una **esterilización a vapor fiable** y de **alta calidad**.

- Todas las tuberías situadas por detrás de la cámara de esterilización son de **acero inoxidable 316L**, con accesorios Tri-Clamp sanitarios seleccionados para conservar la calidad del vapor.
- **Fabricación totalmente garantizada.** 15 años de garantía para la cámara y la única en la industria con garantía de dos años para el sello de la puerta
- Sello de la puerta activado mediante vapor que **nunca requiere lubricación**.
- **Cámara completamente revestida** para aumentar al máximo la distribución del calor y reducir al mínimo la condensación dentro de la cámara.
- Sensores dobles de presión y temperatura y válvulas de cierre del suministro **como características estándar**



## Ingeniería sostenible



- **Ahorre agua** con la bomba de vacío eléctrica de dos fases.
- Los sensores **reducen al mínimo las necesidades de refrigeración con agua**.
- **Ahorre suministros** con la función programable de desconexión automática de suministros.
- **Reduzca al mínimo las pérdidas de calor** con una cámara totalmente aislada.



Reduce el consumo de agua

hasta **35%\***



Reduce el consumo de agua

hasta **99%\***

\*En comparación con el procesamiento de una media carga de bandejas de instrumentos envueltas en un esterilizador a vapor estándar AMSCO 600 Medium

# CONFORMIDAD CON LAS NORMAS/ LOS ESTÁNDARES

El esterilizador AMSCO 600 **cumple la norma EN 285** y está diseñado para tener la validación en su hospital conforme la norma EN ISO 17665.

- Cada unidad se fabrica siguiendo un **sistema de calidad según la norma ISO 13485**.
- Conformidad adicional opcional con las **directrices HTM 01-01 del Reino Unido** gracias al detector de aire y a los puertos de prueba.

## SOLUCIONES CONECTADAS

Conéctese sin problemas y **obtenga resultados inmediatos** de su esterilizador AMSCO 600 Medium y la incubadora Celerity™ **STEAM** gracias al uso de la tecnología ConnectAssure.

Independientemente de si los datos se envían al sistema de trazabilidad de su centro o a la interfaz ConnectAssure, **la información esencial está disponible** con solo hacer clic.



**ConnectAssure**  
TECHNOLOGY

- **Registros de esterilización completos** en un único punto
- **Recordatorios** de las tareas de mantenimiento de rutina
- **Reciba los resultados antes de que sus paquetes se enfríen:** lecturas en 20 minutos con el indicador biológico Celerity™ **STEAM**.

# RENDIMIENTO y OPCIONES

## Tres tamaños, unidades compactas y ciclos rápidos de serie

El **esterilizador AMSCO 600** se suministra en tres tamaños para adaptarse al tamaño de su central de esterilización (CSSD), en configuraciones de puerta única o doble.

Modelos	639V-3	851V-3	1063V-3
Dimensiones de la cámara (an × al × pr) en mm	673 × 673 × 991	673 × 673 × 1295	673 × 673 × 1600
Capacidad en STU	6	8	10
Capacidad en litros	450	588	724
Dimensiones externas (an × al × pr) en mm	1000 × 2263 × 1324 (SD)/ 1353 DD	1000 × 2263 × 1627 (SD)/ 1653 DD	1000 × 2263 × 1919 (SD)/ 1953 DD
<b>OPCIONES de puertas</b>			
Puerta corrediza automática	✓	✓	✓
Configuración de una sola puerta	✓	✓	✓
Configuración de puerta doble	✓	✓	✓

- **Diseñado para cargas con tamaños de STU europeos**
- **Puertas corredizas verticales**
- **Cámaras cuadradas con sección transversal**
- **Tamaño compacto**, anchura reducida de 1000 mm



# ALTO RENDIMIENTO y OPCIONES

## Una amplia gama de opciones de suministro y carga de vapor

El **esterilizador AMSCO 600** puede suministrarse en una amplia gama de **configuraciones de suministro de vapor** para adaptarse a las instalaciones y a los requisitos de su hospital.

Modelos	639V-3	851V-3	1063V-3
Suministro de vapor local desde la caldera del hospital	✓	✓	✓
Generador de vapor de acero inoxidable integrado	✓	✓	✓
Generador de vapor-vapor limpio integrado	✓	✓	✓

El hospital puede elegir cómo se carga y se descarga el esterilizador.

Modelos	639V-3	851V-3	1063V-3
Rack y estante	✓		
Carro de carga y carro de altura fija	✓	✓	✓
Carro de carga y carro de altura variable	✓	✓	✓
Mesas de carga y descarga automáticas	✓	✓	✓

# UN SOCIO. UNA SOLUCIÓN.



## Disfrute de una gama completa de productos y accesorios para la garantía de la esterilidad

La gama Browne de productos STERIS ofrece una completa variedad de productos de control de la calidad y la esterilidad: pruebas Bowie-Dick, indicadores químicos, indicadores biológicos, paquetes de pruebas de vapor, pruebas de eliminación del aire Helix, formularios de registro, embalaje o bolsas, entre muchos otros.



## Servicio y mantenimiento integrales de STERIS

STERIS SecureCare® ofrece diversos contratos de mantenimiento y servicio para poder contar con asistencia técnica experta todo el año.



## Planificación de sistemas

Nuestra experiencia y nuestros conocimientos del proceso de prevención de infecciones nos permite ofrecer asesoramiento experto. Podemos ayudarle a optimizar el uso del espacio y los flujos de trabajo, así como recomendarle el equipo adecuado para sus necesidades.

**Póngase en contacto con el representante de STERIS para obtener más información.**

[steris-healthcare.com](https://steris-healthcare.com)  
Mentor, OH 44060 | EE. UU.

