

XLED™, la Iluminación Quirúrgica a Medida

Cada especialidad médica tiene necesidades muy específicas. El diseño modular de la iluminación quirúrgica de XLED™ y los múltiples productos complementarios permiten crear una solución arquitectónica única y a medida para satisfacer específicamente sus necesidades actuales y futuras.

¿Lo Sabía?

Concebidos y desarrollados por STERIS, los soportes permiten múltiples configuraciones y soluciones personalizables y evolutivas. En cualquier momento tras la instalación, podrá añadir uno o más ejes adicionales en función de sus necesidades. Fáciles de instalar, se adaptan a sus necesidades para ofrecerle más comodidad y modularidad.

1. Escoja su soporte

- Elección de la altura (soportes cortos para techos bajos)
- Elección de la longitud del brazo (brazos largos para quirófanos híbridos)
- Instalación central o remota, hasta 5 brazos



2. Escoja el número de focos y cúpulas



1 foco o spot



2 focos o spot




3 focos o spot




4 focos o spot

De 1 a 4 focos o spots y hasta 3 cúpulas en un anclaje
Diámetro del punto luminoso fijo o ajustable




Diseñe su Futura Iluminación



Al elegir el número de cúpulas y focos y al variar posteriormente la intensidad y las temperaturas de color, se crea una solución de iluminación perfectamente adaptada a cada situación.



3. Elija la temperatura de color : fija o variable



4 400 K



3 500 K - 4 000 K
4 500 K - 5 000 K

4. Añada cámaras y pantallas



Mango de la cámara HD



Brazo de resorte y soporte de pantalla simple o doble



Pantallas disponibles en HD o 4K, de 31" a 65"